

Honigum Pro

Otisne mase

Profesionalna preciznost za sve indikacije.



Skeniraj QR kod i saznaj više o proizvodu

Honigum Pro Putty Soft Fast

Precizna otisna masa za prvi otisak Putty konzistencije na bazi A-silikona za izradu krunica i mostova, inleja i onleja

Indikacije:

Otisci za izradu krunica i mostova, otisci za inleje i onleje


- Izvršno vraćanje u prvotno stanje nakon deformacije
- Izvršne stabilnost dimenzije
- Može se oblikovati rukom
- Izvršno vraćanje u prvobitno stanje nakon deformacije
- Prava putty konzistencija

Dostupan i u Soft i Rigid Fast verziji

1 x 450 ml baze, 1 x 450 ml katalizatora



117,96 €



Dostupan i Honigum Pro-Putty - MixStar

1 kartruša od 380 ml, 10 MixStar miješalica



121,25 €

Honigum Pro Light Fast

Korekturna otisna masa za izradu krunica i mostova, inleja i onleja na bazi A-silikona

Indikacije:

Otisci za izradu krunica i mostova, otisci za inleje i onleje


- visoka preciznost – odlična reprodukcija detalja
- izvrsna svojstva tečenja i izvanredna stabilnost
- uravnotežena hidrofilnost
- vrlo visoka otpornost na kidanje

Dostupan i u normalnoj verziji

2 x 50 ml kartuše, 10 Automix nastavaka za miješanje, 10 intraoralnih nastavaka



68,46 €



Honigum Pro-Light - Automix

Honigum Pro-Heavy Fast

Precizan materijal za otiske na bazi vinil polisiloksana (VPS) sa "heavy" konzistencijom – posebno pogodan za implantate

Indikacije:

Otisci za izradu krunica i mostova, otisci za inleje i onleje
Svi tipovi "pickup" otisaka (npr. za implantate)

Prednosti:

- Iznimno visoka konačna tvrdoća
- Optimalan otpor nakon postavljanja
- Izvršne karakteristike fiksiranja
- Jednostavno i bezbolno uklanjanje
- Homogena kvaliteta materijala, bez nastanka mjehurića


Dostupan i u normalnoj verziji

2 x 50 ml kartuša, 4 Automix nastavka za miješanje



Honigum Pro-Heavy - Automix

60,30 €



dostupan i Honigum Pro-Heavy - MixStar

1 x 450 ml baze, 1 x 450 ml katalizatora



126,78 €

Na istaknute cijene uključen je PDV

DMG
Dental Milestones Guaranteed

Honigum Pro

Otisne mase

Profesionalna preciznost za sve indikacije.

Od svog uvođenja 1997. Honigum se razvio u jedan od najuspješnijih i najpoželjnijih materijala za otiske u svijetu.

DMG nastavlja poboljšavati svoj portfelj proizvoda kako bi zadovoljio različite potrebe stomatologa.

Dakle, Honigum nudi najveću preciznost za sve indikacije i tehnike.



Honigum Pro-Mono

Jednofazni materijal za otiske na bazi vinil polisiloksana (VPS) srednje konzistencije

Indikacije

Ofisci za izradu krunica i mostova, otisci za inleje i onleje
Svi tipovi "pickup" otisaka (npr. za implantate)

Prednosti

- Preciznost u samo jednom koraku
- Jednostavno i bezbolno uklanjanje
- Visoka hidrofilnost i superiorno ponašanje protoka
- Precizna priprema linije preparacije
- Odlična reprodukcija detalja površine
- Velika otpornost na trganje

Dostupan i u Fast verziji


Pakiranje:

2 x 50 ml kartuša, 4 Automix nastavka za miješanje,

4 intraoralna nastavka

Honigum Pro-Mono - MAutomix

65,78 €



dostupan i Honigum Pro-Mono - MixStar

1 kartruša od 380 ml, 10 MixStar miješalica



126,78 €

Na istaknute cijene uključen je PDV

Honigum Pro - tehničke karakteristike

Službeni tečaj konverzije: 1euro = 7,53450 kn

Honigum Pro	Light		Mono				Heavy				Putty			
ml	50/25	50/25	380	380	50	50	380	380	50	50	380	450 x2	450 x2	450 x2
Vrijeme miješanja (min)												00:30	00:30	00:30
Intraoralno vrijeme rada (min)	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30								
Maks. vrijeme rada izvan usta (min)	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 1:45	≤ 3:15	≤ 1:45	≤ 1:45
Vrijeme držanja u ustima (min)	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 3:15	≥ 1:45	≥ 1:45
Promjena dimenzije u 24 sata (%)	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Ostatak nakon promjene dimenzije pod pritiskom (%)	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,6	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
ShoreA tvrdoč	≈ 48	≈ 48	≈ 56	≈ 56	≈ 56	≈ 56	≈ 68	≈ 68	≈ 68	≈ 68	≈ 66	≈ 62	≈ 62	≈ 70
Promjena dimenzije pod pritiskom (%)	≈ 4,0	≈ 4,0	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 1,8	≈ 1,8	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,2	≈ 2,2	≈ 1,7
Boja														